

2013年6月18日

お客様各位

**ショットモリテックス株式会社**

統合営業本部

本部長 小林聡彦

〒351-0024

埼玉県朝霞市泉水 3-13-45

Tel 048-218-2538

Fax 048-462-6714

[www.schott-moritex.co.jp](http://www.schott-moritex.co.jp)

### 件名:「i-scope® USB 2.0」の Windows® 8 対応に関するお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
日頃は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社「i-scope® USB 2.0」の Windows® 8 への対応についてご案内いたします。

PCに接続して使用する「i-scope® USB 2.0」に同梱されているソフトウェア「i-scope® viewer」とドライバーはこれまで Windows® 7 までの対応となっておりますが、このたび Windows® 8 デスクトップモードに対応可能となりました。

今後ともご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。

敬具

#### 記

1. 対応機種: i-scope® USB 2.0
2. 変更内容: i-scope® USB 2.0 に同梱されているソフトウェア「i-scope® viewer」とドライバーの Windows® 8 対応  
スコープ本体に変更はございません。
3. 仕様変更点: Windows® XP、Windows® Vista、Windows® 7 に加え Windows® 8 デスクトップモードで使用可能になります。
4. 実施時期: 2013年6月18日出荷分より

※ 現在、i-scope® USB 2.0 Windows® 7 モデルをご使用のお客様は、弊社担当営業にご連絡下さい。また、弊社ウェブサイトからソフトウェアとドライバーをダウンロードいただけます。

<ダウンロード元>

ショットモリテックスホームページ→English→Cosmetic Instruments→Skin Scopes→i-scope USB 2.0 Software Download→USB Camera Driver CD ROM

以上

※Windows は、米マイクロソフト社の米国及びその他の国や地域における登録商標となります。

#### ■ 本件に関するお問い合わせは

ショットモリテックス株式会社 統合営業本部

コスメ・メディカル営業部 コスメ機器営業グループ

〒351-0024 埼玉県朝霞市泉水 3-13-45

Tel 048-218-2538 Fax 048-462-6714

[moritex.cosme@schott-moritex.com](mailto:moritex.cosme@schott-moritex.com)

[www.schott-moritex.co.jp](http://www.schott-moritex.co.jp)